

## Pracownia Analizy ilościowej

### Kierunek Chemia Kryminalistyczna

#### Oznaczanie kwasu octowego

1. Otrzymany do analizy roztwór w kolbie miarowej, uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać.
2. Do kolby stożkowej o pojemności 300 ml odpipetować pipetą pełną określoną objętość analizowanego roztworu.
3. Dodać 3 krople roztworu fenoloftaleiny i energicznie mieszając miareczkować mianowanym roztworem NaOH do pierwszej zauważalnej zmiany barwy z bezbarwnej na różową.
4. Oznaczenie wykonać w 3 równoległych powtórzeniach.
5. Dla każdej z analizowanych próbek wyznaczyć masę CH<sub>3</sub>COOH z zależności:

$$m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = V_{\text{NaOH}} \cdot c_{\text{NaOH}} \cdot 0,060 \cdot w$$

gdzie:  $V_{\text{NaOH}}$  - objętość NaOH odpowiadająca PR [ml]  
 $c_{\text{NaOH}}$  - miano NaOH [mol/l]  
 $w$  – współmierność kolby i pipety  
**0,060**- masa milimola CH<sub>3</sub>COOH [g/mmol]

Wykonać minimum 3 równoległe oznaczenia. Wyniki zamieścić w Tabeli, której wzór podano poniżej.

Nr próbki	Objętość roztworu NaOH [ml]	stężenie roztworu NaOH [mol/l]	współmierność w	masa CH <sub>3</sub> COOH [g]	*średnia masa CH <sub>3</sub> COOH [g]

\*masa średnia po odrzuceniu wyników wątpliwych